



# Veltop Comfort Mobil

## Montage -und Gebrauchsanweisung



Wir danken Ihnen, dass Sie sich für das Modell Veltop Comfort Mobil entschieden haben. Dieses Produkt wird von der Firma CYCLO-SYSTEM, mit Sitz in Frankreich, entwickelt, hergestellt und montiert.

Um eine ordnungsgemäße Nutzung und Funktion zu gewährleisten sowie eine lange Lebensdauer Ihres neuen Zubehörs sicherzustellen, bitten wir Sie, die Gebrauchs- und Montageanleitung sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Wir erinnern Sie daran, dass dieser Wetterschutz dazu dient, den Benutzer vor Regen, Kälte und Sonne zu schützen. Dieses Modell kann an allen Elektromobilen installiert werden, die vorne mit einem abnehmbaren Korb sowie hinten mit einer Kopfstütze oder einem Vierkantröhr unter dem Sitz ausgestattet sind.

### Warnhinweis

Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann die ordnungsgemäße Funktion des Schutzes beeinträchtigen und zum Ausfall einzelner Teile führen. Dadurch kann die Wirksamkeit des Systems beeinträchtigt werden und Ihre Sicherheit im Straßenverkehr gefährden.

### Zwei Befestigungsmöglichkeiten zur Auswahl:



Kopfstütze-Befestigung



Befestigung am Vierkantröhr

### Comfort Mobil - A



Verdeck



10-mm-  
Maulschlüssel



Tragrohr für das  
Verdeck



2  
Inbusschlüssel



Verdeck



10-mm-  
Maulschlüssel



Tragrohr für das  
Verdeck



2  
Inbusschlüssel



Seitenschutz



Transparenter  
Frontschutz



Verdeck



10-mm-  
Maulschlüssel



Tragrohr für das  
Verdeck



2  
Inbusschlüssel



Seitenschutz



Transparenter  
Frontschutz



Frontschild aus  
Polycarbonat



Schrauben

1

## Montage rückseitige Halterungen

### Montage der Befestigung an der Kopfstütze

Entfernen Sie die Kopfstütze, führen Sie die beiden Rohre zwischen die beiden Platten der Befestigung ein und setzen Sie anschließend die Kopfstütze wieder ein. Zentrieren Sie die Befestigung und ziehen Sie anschließend die 3 Schrauben mit dem Inbusschlüssel und einem 10-mm-Maulschlüssel fest.



### Montage der Befestigung am Vierkanrohr unter dem Sitz

Führen Sie das an der Platte angeschweißte Vierkanrohr in das Rohr unter dem Sitz ein. Ziehen Sie anschließend die Klemmschraube des Vierkanrohrs fest, um die Einheit zu sichern.

Positionieren Sie das vertikale Rohr mittig am Sitz und befestigen Sie es mit den 2 Schrauben.



2

## Montage des Tragrohrs des Verdecks

Entfernen Sie die beiden Halbschalen der unteren Befestigungsteile und positionieren sowie zentrieren Sie das Rohr horizontal. Setzen Sie die beiden Halbschalen wieder ein und ziehen Sie sie fest an.



3

## Anbringen des Verdecks

Positionieren und führen Sie die Platten des Verdecks in die beiden Halterungen am Ende des Rohrs ein und ziehen Sie die beiden Feststellknöpfe an.



4

## Anbringen des transparenten Frontschutzes (Konfiguration B)

Verbinden Sie den Frontschutz mittels Reißverschluss mit dem Verdeck und bringen Sie anschließend die beiden Seitenteile an. Führen Sie auf der Rückseite des Verdeckes den Gurt unter dem Rohr hindurch und befestigen Sie ihn mit dem Clip.



5

## Anbringen des Frontschildes (Konfiguration C)

Entfernen Sie die Korhalterung. Positionieren Sie das Frontschild so hoch wie möglich, wenige Zentimeter vor dem transparenten Frontschutz. Falls erforderlich, setzen Sie die mitgelieferten Abstandshalter zwischen die Scooter-Konsole und das Polycarbonatschild ein. Bringen Sie anschließend die Korhalterung vor dem Schild wieder an und befestigen Sie sie mit den 2 oder 4 Schrauben des Scooters oder mit den mitgelieferten Schrauben.



## Einstellungen

Sie können die Höhe des Verdecks einstellen, indem Sie die Position verändern:

- der Befestigungsteile auf der an der Kopfstütze befestigten Platte
- der Platte am vertikalen Vierkantring

Sie können auch den Winkel des Tragrohrs leicht verändern, indem Sie die hinteren Befestigungsteile lösen. Die Haube sollte etwa 5 cm über dem Kopf positioniert sein, um optimalen Schutz zu gewährleisten.



## Konfigurationen



### CYCLO-SYSTEM

3621 route d'Albertville  
74320 SEVRIER  
FRANKREICH

T : 0033 (0)4 50 77 56 17

F : 0033 (0)4 50 63 45 36

info@veltop.com

www.veltop.eu/de

**VELTOP**.eu  
WEATHER PROTECTION



CE

Ref. VELCM